

Ansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska	Upprättad av Pernilla Lewin, Vårdutvecklare	Berörda verksamheter Hälsa och omsorg	Fastställt datum 2026-02-10
Dokumentnamn Rutin för patientnära analys (PNA)	Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9	Handbok för hälso- och sjukvård	Diarienummer

Inledning

Med patientnära analyser (PNA) menas laboratoriemedicinska analyser, som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal, på patientvårdande enheter. Både provtagning och analys sker nära patienten.

Sjuksköterska kan på ordination ta Hb, Vita och CRP på patient efter läkarkontakt.

Analyserna ska inte tas i ”förväg” eller ”för säkerhets skull” utan *efter* ordination av läkare.

Ordination från läkare samt provsvar dokumenteras i Treserva och återrapporteras till läkare enligt överenskommelse.

Analysinstrument

Instrument som används i hemsjukvården:

- Hb801 används för att kontrollera Hb
- HemoCue WBC används för att kontrollera vita blodkroppar
- Abbott Afinion används för att kontrollera CRP
- Vid akuta fall kan HemoCue Hb801 och HemoCue WBC apparat tas med hem till patient för provtagning kapillärt/venöst för analys av Hb och vita.
- För hantering och skötsel v.g. se användarmanual